

# Larmsändare - TX4, TX4G

## Vad är det?

Larmsändaren är en larmknapp som bärs på handleden eller runt halsen. Larmknappen kommunicerar sedan med Careline 4G Smarthub som överför larmet till larmmottagaren. Brukaren aktiverar larmet genom att trycka på knappen och får kvittens av knappen att larmet mottagits av Smarthub 4G trygghetstelefonen.

## Så fungerar den

Larmsändaren fungerar med tvåvägskommunikationen vilket innebär att användaren får kvittens av larmknappen att larmet mottagits av trygghetstelefonen. Larmknappen lyser rött när man trycker på den, vilket ändras till grönt sken när larmet mottagits. Larmsändaren har en räckvidd uppmätt till 120-250 meter utomhus. Inomhus garanteras en räckvidd på minst 25 meter, men räckvidden ligger oftast kring 60-80 meter beroende på byggnadens konstruktion.